

INFORMACJE O PRODUKCIE

OliSil Adhesive jest płynnym klejem do mas silikonowych opartym na alkilowych żywicach silikonowych. Jest prostym w stosowaniu środkiem zapobiegającym odrywaniu się masy od tyżki wyciskowej. Brak stabilności masy podczas pobierania wycisku prowadzi do zafatyzowania wyników lub zniszczenia wycisku. Materiał ma postać płynu o dużej gęstości co ułatwia nakładanie i eliminuje niepożądany efekt odpywania z pokrytych nim powierzchni.

WSKAZANIA

Klej do mas silikonowych.

APLIKACJA

Powierzchnię tyżki wyciskowej pokrywamy dokładnie klejem i pozostawiamy aż do momentu u ulotnienia się składników rozpuszczających. Proces ten trwa ok. 5 min. Następnie nakładamy materiał wyciskowy i przystępujemy do pobierania wycisku zgodnie z przyjętą metodą.

Ważne!

Materiał jest środkiem łatwopalnym. Nie należy go poddawać działaniu wysokich temperatur, jak również bezpośredniemu działaniu ognia. Ze względu na zawartość lotnych rozpuszczalników, nie należy wdychać oparów przez dłuższy czas, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia dróg oddechowych.

Płyn ma właściwości drażniące, dlatego należy unikać dłuższego kontaktu ze skórą. Związki chemiczne będące składnikami materiału mają właściwości toksyczne, dlatego nie należy materiału połykać.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturach poniżej 25 °C. Przechowywać szczelnie zamknięte.
Wyłącznie do użytku profesjonalnego! Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!

OPAKOWANIA I NUMERY REFERENCYJNE

1x butelka 10 ml/10 g, pędzelki do nakładania, instrukcja użytkownika	OL062
---	-------



Wersja 03/2019

Zastrzeżenie:

Nasze rady, sugestie i zalecenia dotyczące tego produktu udzielane są w dobrej wierze i oparte są na naszych własnych testach, a także zgodne z naszą obecną wiedzą. Nie należy ich jednak traktować jako gwarancji użycia. Dotyczy to również produktów innych producentów lub praw własności stron trzecich. Nie zwalnia to użytkownika z obowiązku przetestowania dostarczonych produktów i zdecydowania, czy nadają się do zamierzonego użycia. Ostateczne stosowanie i korzystanie z tych produktów przebiega poza naszą kontrolą i dlatego odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. W przypadku wykazania, że nasz produkt został dostarczony wadliwy lub uszkodzony, nasza odpowiedzialność za produkt ogranicza się do wymiany wartości dostarczonych i stosowanych towarów. Oczywiście, dostarczamy produkty stale wysokiej jakości zgodne z naszymi normami jakości i ogólnymi warunkami sprzedaży i dostawy. Znak CE nie dotyczy końcówek mieszających.



OLIDENT Sp. z o.o., Sp. k.

32-003 Podłęże

Podłęże 653

tel.: +48/12/650 70 10

info@olident.com

www.olident.com

www.olidentdentalshop.pl



© OLIDENT® 2019

Made in EU

