

## Informacje o produkcie

**OliSeal F** jest światłoutwardzalnym, zawierającym fluor, uszczelniaczem do bruzd i szczelin.

**OliSeal F** zmienia kolor z żółtego na przezroczysty, w trakcie procesu utwardzania światłem. Umożliwia to kontrolę dokładności aplikacji oraz ilości zastosowanego materiału.

Uprzednie wytrawienie szkliva 37% kwasem fosforowym (OliEtch) zwiększa adhezję **OliSeal F** w szczelinach, bruzdach i na powierzchni zębów.

### 1. WSKAZANIA

Uszczelniacz do bruzd i szczelin.

### 2. PRZYGOTOWANIE

Zalecaną metodą izolacji jest zastosowanie koferdamu.

#### Wytrawianie szkliva

Szklivo uszczelnianego zęba należy oczyścić, przemyć i dokładnie osuszyć. Nałożyć na powierzchnię zęba żel wytrawiający (OliEtch) i pozostawić na 30 sec. Następnie zęby należy opłukać strumieniem wody i dokładnie osuszyć wytrawioną powierzchnię szkliva wolnym od zanieczyszczeń i oleju powietrzem. Wytrawiona i osuszona powierzchnia szkliva powinna być kredowo-biała.

Wskazówki: Należy zwrócić uwagę, żeby powierzchnie które zostały już poddane wytrawianiu nie uległy zanieczyszczeniu. Jeżeli dojdzie do zanieczyszczenia, wtedy należy powtórzyć całą operację zgodnie z opisem powyżej. Należy unikać kontaktu wytrawiacza ze skórą, śluzówką i oczami. Jeżeli dojdzie do kontaktu należy takie miejsce spłukać dużą ilością wody.

### 3. APLIKACJA

#### Bezpośrednia aplikacja przy użyciu końcówki aplikacyjnej:

Założyć końcówkę aplikacyjną na strzykawkę. Ostrożnie wycisnąć cienką warstwę OliSeal F na wytrawioną powierzchnię – i jeśli to konieczne – rozprowadzić pędzelkiem.

#### Aplikacja przy użyciu pędzelka:

Umieścić niewielką ilość OliSeal F na zębie i rozprowadzić za pomocą odpowiedniego pędzelka. OliSeal F powinien być naniesiony jedynie na powierzchnie wytrawione. Usunąć nadmiar materiału.

Utwardzić każdą powierzchnię uszczelniacza, lampą do polimeryzacji, przez 20 sec.

Po polimeryzacji należy sprawdzić dokładność pokrycia powierzchni szkliva. W razie potrzeby należy powtórzyć aplikację.

### 4. PRZECHOWYWANIE

Nie przechowywać w temp. powyżej 25 °C (78 °F)! Nie stosować p upływie terminu ważności.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!

Wyłącznie do użytku profesjonalnego!

### 5. OPAKOWANA I NUMERY REFERENCYJNE

1 strzykawka 2 ml	OL009
-------------------	-------

#### Zastrzeżenie:

Nasze rady, sugestie i zalecenia dotyczące tego produktu udzielane są w dobrej wierze i oparte są na naszych własnych testach, a także zgodne z naszą obecną wiedzą. Nie należy ich jednak traktować jako gwarancji użycia. Dotyczy to również produktów innych producentów lub praw własności stron trzecich. Nie zwalnia to użytkownika z obowiązku przetestowania dostarczonych produktów i zdecydowania, czy nadają się do zamierzonego użycia. Ostateczne stosowanie i korzystanie z tych produktów przebiega poza naszą kontrolą i dlatego odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. W przypadku wykazania, że nasz produkt został dostarczony wadliwy lub uszkodzony, nasza odpowiedzialność za produkt ogranicza się do wymiany wartości dostarczonych i stosowanych towarów. Oczywiście, dostarczamy produkty stale wysokiej jakości zgodne z naszymi normami jakości i ogólnymi warunkami sprzedaży i dostawy.